

Link do produktu: <https://markowehity.pl/poduszka-antibacterial-70x80-wendre-antybakteryjna-p-319.html>



Poduszka ANTIBACTERIAL 70x80 WENDRE - Antybakteryjna

Cena	49,00 zł
Cena poprzednia	65,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5903313528931

Opis produktu

Poduszka ANTIBACTERIAL 70x80 WENDRE

- Rozmiar: 70x80 cm
- Poszycie: 100% poliestr (mikrofibra), 82 g/m²
- Wypełnienie: 100% ANTIBACT™ * *100% kulki z włókna HCS wykończonego substancją antybakteryjną
- Pikowanie: Caro
- Możliwość prania w pralce automatycznej w 60°C
- Pakowanie: plastikowa torba z rączką + insert + instrukcja użytkowania

Czysty i higieniczny sen

Linia kołder i poduszek Antibacterial to odpowiedni wybór dla osób dbających o zdrowie i wysoki komfort snu. Co wyróżnia serię Antibacterial od innych naszych wyrobów?

Wykonana z tkaniny poliestrowej kołdra i poduszka Antibacterial, wykazuje właściwości przeciwartoczoze (minimalizujące rozwój roztoczy kurzu domowego i ich odchodów, zawierających alergeny) oraz przeciwbakteryjne*) ze względu na zastosowane wypełnienie z włókna lub kulek z włókna poliestrowego wykończonego substancją antybakteryjną BI-OME® AM5.

Ponadto kołdra posiada gęste pikowanie utrzymujące wypełnienie w miejscu i gwarantuje trwałość kołdry, również po praniu w pralce w temperaturze 60°C. Zastosowana uniwersalna ilość wypełnienia kołdry sprawia, że można używać ją przez cały rok. Natomiast poduszka wykonana z przyjemnej w dotyku tkaniny jest wygodna oraz sprężysta, dzięki czemu dobrze dopasowuje się do kształtu głowy i szyi, zapewniając komfortowy sen.

*) Stopień redukcji wzrostu bakterii. Dotyczy właściwości wypełnienia wyrobu wobec szczepu bakterii *Escherichia coli* według normy ASTM E2149-20.

Poduszka Antibacterial

- Wyrób medyczny
- Właściwości przeciwbakteryjne wypełnienia**)
- Zalecana do stosowania podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergię, a także u osób zdrowych
- Wygodna i sprężysta, dobrze dopasowuje się do kształtu głowy i szyi
- Gęste wypełnienie zapewni komfort snu i trwałość poduszki
- Możliwość prania w pralce automatycznej w 60°C
- Wyprodukowana w Polsce

**) Stopień redukcji wzrostu bakterii. Dotyczy właściwości wypełnienia wyrobu wobec szczepu bakterii *Escherichia coli* według normy ASTM E2149-20.

Wyroby posiadają certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100 oraz Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka nr 5117-5118/2021.

Przewidziane zastosowanie:

Kołdra/poduszka Antibacterial wykonana z tkaniny poliestrowej i wypełnienia z włókna poliestrowego/z kulek z włókna poliestrowego wykończonego substancją antybakteryjną BI-OME® AM5 posiada właściwości przeciwartoczwowe i przeciwbakteryjne, co zapewnia fizyczną ochronną barierę przed przeniesieniem alergenu i zakażenia przez drobnoustroje chorobotwórcze na ciało człowieka. Dzięki swojej budowie kołdra/poduszka wykazuje właściwości, które mogą mieć zastosowanie w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu niektórych schorzeń skóry i dróg oddechowych, poniżej wymienionych. Kołdra/poduszka Antibacterial przeznaczona jest do ochrony pacjenta przed zanieczyszczeniami i zakażeniami powodującymi choroby znajdującymi się w bezpośrednim środowisku chorego. Dzięki swoim właściwościom przeciwbakteryjnym i przeciwartoczwowym¹⁾ wyrób można zastosować w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu następujących chorób²⁾:

- Przenoszonych drogą kontaktową: atopowe zapalenie skóry, pokrzywka alergiczna, inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej, inne zapalenie skóry.
- Przenoszonych drogą oddechową: alergiczny przewlekły nieżyt nosa, astma oskrzelowa.

1) Wypełnienie (włókno poliestrowe/kulki z włókna poliestrowego wykończone substancją antybakteryjną BI-OME® AM5) spełnia kryteria wyznaczone dla profilaktyki (zapobiegania i/lub łagodzenia patologicznych reakcji immunologicznych) poprzez zmniejszenie ilości bakterii i roztoczy (ich odchodów zawierających alergeny), co przyczynia się do zapobiegania i łagodzenia przebiegu chorób spowodowanych tymi czynnikami chorobotwórczymi.

2) Wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10; odpowiednio: J30, J45, L20, H10, J32, J37, J31, J35.

Podmiot prowadzący reklamę: F.H.U. DANPOL

**To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**